

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Осмотр маммолога

**Министерство здравоохранения
Амурской области**

2013

1. Ввод данных осмотра маммолога

Ввод данных детального осмотра маммолога производится в записи "Осмотр - Маммолог" на экранных формах **Маммолог** и **Осмотр хирурга**.

Примечание. Данные общего осмотра следует заполнить на экранной форме **Осмотр**.

Экранная форма "Маммолог"

Результаты осмотра маммолога вносятся в поля, расположенные на экранной форме **Осмотр маммолога** (рис. 1). На форме в произвольном виде внесите результаты осмотра молочных желез, кожи МЖ, сосков и ореола, выделений из сосков, пальпации и другие данные.




Рисунок 1. Экранная форма "Осмотр маммолога"

Экранная форма "Осмотр хирурга"

Экранная форма **Осмотр хирурга** (рис. 2) предназначена для более подробного описания результатов осмотра молочных желез.

Часть данных осмотра можно отметить на схеме. Панель инструментов схемы содержит стандартные средства рисования и ввода комментариев.




Рисунок 2. Экранная форма "Осмотр хирурга"